


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pex19 Para Wb Y Elisa - P40855

Número de artículo: CM0002161



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti-PEX19 de CamelBio, validado para western blot y ELISA, reconoce específicamente el PEX19 humano. Esencial para estudios de biogénesis peroxisomal, investigación del ciclo celular y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PEX19 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PXF; HK33; PMP1; PMPI; PXMP1; PBD12A; D1S2223E; PEX19
Especie	Humano
ID de Gen	5824
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100 del PEX19 humano (P40855)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P40855
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo