

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pex2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28328

Número de artículo: CM0020559

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PEX2 validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta PEX2 en humano, ratón y rata. Esencial para la biogénesis de los peroxisomas y la investigación del reciclaje de PEX5. Adecuado para estudios de pexofagia y trastornos peroxisomales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	PEX2 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	PAF1; PMP3; ZWS3; PBD5A; PBD5B; PMP35; PXMP3; RNF72; PEX2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5828
GeneID	5828
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de PEX2 humano (NP_001165558.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P28328
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo