


Anticuerpo Policlonal Anti-Pex3 Para Wb, Elisa - P56589

Número de artículo: CM0029262



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la PEX3 humana (TRG18/PBD10A). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre biogénesis de peroxisomas y síndrome de Zellweger.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PEX3 pAb de conejo
Notas/Alias	TRG18; PBD10A; PBD10B; PEX3
Especie	Humano
GeneID (humano)	8504
GeneID	8504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 144-373 de la PEX3 humana (NP_003621.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56589
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo