

Anticuerpo Policlonal Anti-Pex5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50542

Número de artículo: CM0018103



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PEX5 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reactividad cruzada con ratón y rata. Se dirige al receptor de la señal de direccionamiento peroxisomal 1; clave para la investigación de la biogénesis de peroxisomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PEX5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PXR1; PBD2A; PBD2B; PTS1R; RCDP5; PTS1-BP; PEX5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5830
GeneID	5830
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 364-631 de PEX5 humano (NP_000310.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50542
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo