

Anti-Pex6 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q13608

Número de artículo: CM0013538

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PEX6 humana, una AAA ATPasa peroxisomal esencial para la importación de proteínas peroxisomales. Validado en WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en biogénesis de peroxisomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PEX6 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PAF2; HMLR2; PAF-2; PBD4A; PDB4B; PXAAA1; PEX6
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5190
ID del gen	5190
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 741-980 de la PEX6 humana (NP_000278.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13608
Peso de la proteína	104kDa
Envío	Bolsa de hielo