

Anticuerpo Policlonal Anti-Pfas Para Wb, Elisa - O15067

Número de artículo: CM0019505

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PFAS humano (PURL, FGAMS) para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata; adecuado para investigación en biosíntesis de purinas y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PFAS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PURL; FGAMS; GATD8; FGARAT; FGAR-AT; PFAS
Especie	Humano
GeneID (humano)	5198
GeneID	5198
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de PFAS humano (NP_036525.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15067
Peso Proteico	145 kDa
Envío	Bolsa de hielo