


Anticuerpo Policlonal Anti-Pfdn2 Para Wb, Elisa - Q9Uhv9

Número de artículo: CM0012991



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PFDN2 humano (subunidad 2 de la prefoldina). Validado para WB y ELISA, con reacción cruzada con muestras humanas y de ratón. Una herramienta útil para estudios sobre chaperonas y plegamiento de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PFDN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PFD2; PFDN2
Especie	Humano
GenelD (humano)	5202
GenelD	5202
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9UHV9
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo