


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pfdn5 Para Wb, If, Elisa - Q99471

Número de artículo: CM0008385



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra PFDN5 humano (MM1), validado para WB, IF y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la modulación de c-Myc y las funciones de chaperona.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PFDN5
Observaciones/alias	MM1; MM-1; PFD5; PFDN5
Especie	Humano
GeneID (humano)	5204
GeneID	5204
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 50-154 de PFDN5 humano (Q99471).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q99471
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo