


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pfkfb3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16875

Número de artículo: CM0017371



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a PFKFB3 (6-fosfofructo-2-quinasa/fructosa-2,6-bisfosfatasa 3). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para estudios metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PFKFB3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5209
GeneID	5209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de PFKFB3 humano (NP_004557.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q16875
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo