


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pfkl Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17858

Número de artículo: CM0007250



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PFKL de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la fosfofructocinasa de tipo hepático, una enzima clave de la glucólisis. Adecuado para investigación en metabolismo e inmunología.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | mAb de conejo contra PFKL                                                                                                            |
| Observaciones/Alias           | PFK-B, PFK-L, ATP-PFK, PFKL                                                                                                          |
| Especie                       | Humano                                                                                                                               |
| GeneID                        | 5211                                                                                                                                 |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 680-780 de la PFKL humana (NP_002617.3) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría                     | Anticuerpos monoclonales                                                                                                             |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS                         | P17858                                                                                                                               |
| Peso molecular de la proteína | 85kDa                                                                                                                                |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                       |