


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pfkl Para Wb, If/Icc, Elisa - P17858

Número de artículo: CM0026967



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PFKL humano (fosfofructoquinasa tipo hepático, P17858). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Adecuado para estudios de glucólisis y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PFKL Conejo pAb
Observaciones/Alias	PFK-B; PFK-L; ATP-PFK; PFKL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5211
GeneID	5211
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 700-780 de PFKL humano (NP_002617.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17858
Peso Molecular de la Proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo