

Anticuerpo Policlonal Anti-Pfkm Para Wb, If/Icc, Elisa - P08237

Número de artículo: CM0027290



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PFKM humano (6-fosfofructoquinasa dependiente de ATP, tipo muscular) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Inmunógeno recombinante para la investigación de la glucólisis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PFKM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5213
GeneID	5213
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 501-780 de PFKM humano (NP_001160160.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08237
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo