

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pfkm Para Wb - P08237

Número de artículo: CM0012703



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la 6-fosfofructoquinasa muscular dependiente de ATP humana (PFKM/P08237). Validado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en glucólisis y enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-PFKM de conejo
Observaciones/Alias	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
Especie	Humano
GeneID (humano)	5213
GeneID	5213
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de la Fructosa 6 fosfato quinasa humana (P08237).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08237
Peso proteico	85k Da
Envío	Bolsa de hielo