


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pfkp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01813

Número de artículo: CM0003810



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a PFKP humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios de glucólisis y metabolismo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PFKP mAb de Conejo
Observaciones/Alias	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Especie	Humano
ID de Gen	5214
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 336-540 de PFKP humano (NP_002618.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01813
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo