


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pfcp Para Wb Y Elisa - Q01813

Número de artículo: CM0020683



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PFKP humano (fosfofructoquinasa, tipo plaquetario). Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Útil para estudiar la glucólisis, el metabolismo del cáncer y las vías de señalización relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PFKP Conejo pAb
Observaciones/Alias	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5214
ID del Gen	5214
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 605-784 de PFKP humano (NP_002618.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q01813
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo