

Anticuerpo Policlonal Anti-Pfn2 Para Wb, Elisa - P35080

Número de artículo: CM0022259



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Profilina-2 humana (PFN2) para western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de citoesqueleto y dinámica de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PFN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PFL; D3S1319E; PFN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5217
GeneID	5217
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-140 de la PFN2 humana (NP_444252.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35080
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo