

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pfn2 Para Wb, Elisa - P35080

Número de artículo: CM0027530



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la Profilina-2 humana (PFN2), validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta PFN2 endógena en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la dinámica de la actina y la organización del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PFN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PFL; D3S1319E; PFN2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5217
ID de Gen	5217
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-140 de la PFN2 humana (P35080)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35080
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo