

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pga3 Para Wb, Elisa - P0Djd8

Número de artículo: CM0022800

Introducción

Validado para WB y ELISA, este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la PGA3 humana (Pepsinógeno-3) con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación de enzimas digestivas y proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PGA3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PGA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	643834
GeneID	643834
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 63-180 de la PGA3 humana (NP_001073275.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0DJD8
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo