

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pga5 Para Wb, Elisa - P0Djd9

Número de artículo: CM0018155

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PGA5 validado para WB y ELISA. Reconoce el PGA5 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la función del pepsinógeno-5 en la digestión y la proteólisis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PgA5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Pg5; PGA5
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5222
GenelD	5222
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 63-180 del PGA5 humano (NP_055039.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0DJD9
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo