

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pgam2 Para Wb, If-P, Elisa - P15259

Número de artículo: CM0028333

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PGAM2 humano, una mutasa de fosfoglicerato específica del músculo implicada en la glucólisis. Validado para aplicaciones WB, IF-P, ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PGAM2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GSD10; PGAMM; PGAM-M; PGAM2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5224
GeneID	5224
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-253 del PGAM2 humano (NP_000281.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15259
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo