

Anticuerpo Policlonal Anti-Pgam5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Hs1

Número de artículo: CM0015463



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PGAM5 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Apto para estudiar dinámica mitocondrial, mitofagia y necroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PGAM5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BXLBV68; PGAM5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	192111
ID de Gen	192111
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-146 de PGAM5 humano (NP_001164014.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96HS1
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo