

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pgam5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Hs1

Número de artículo: CM0006283



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PGAM5 (proteína de unión a Bcl-XL v68) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta la PGAM5 humana (Q96HS1), una fosfatasa de serina/treonina mitocondrial que regula la mitofagia y la necrosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PGAM5 de conejo
Observaciones/Alias	BXLBV68; PGAM5
Especie	Humano
GeneID	192111
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-146 de la PGAM5 humana (NP_001164014.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96HS1
Peso de la proteína	32kDa/28KDa
Envío	Bolsa de hielo