

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pgbd1 Para Wb Y Elisa - Q96Js3

Número de artículo: CM0023551

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PGBD1 humano (SCAND4), validado para WB y ELISA. PGBD1 es una proteína derivada de transposasa nuclear que regula la expresión génica neuronal y el ensamblaje de paraspeckles. Ideal para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PGBD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCAND4; HUCEP-4; dj874C20.4; PGBD1
Especie	Humano
GeneID (humano)	84547
GeneID	84547
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-450 de PGBD1 humano (NP_115896.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96JS3
Peso de la proteína	93 kDa
Envío	Bolsa de hielo