

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pgc1 Alfa - 070343

Número de artículo: CM0020827



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PGC1 alfa (PPARGC1A), validado para WB, IF, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la regulación metabólica y la biología mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PGC1 alfa pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Pgc1; PGC-1; Pgco1; Gm11133; Ppargc1; Pgc-1alpha; A830037N07Rik; PPARGC-1-alpha; PGC1 alfa
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	10891
ID del Gen	19017
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del PGC1 alfa de ratón (NP_032930.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O70343
Peso Proteico	91 kDa
Envío	Bolsa de hielo