


Anticuerpo Monoclonal Anti-Pgc1A Para Wb Y Elisa - Q9UbK2

Número de artículo: CM0003656



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra PGC1α humano, validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la regulación metabólica, la biogénesis mitocondrial y los ritmos circadianos. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	PGC1α Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1v; PPARGC1; PGC-1alpha; PGC-1(alpha); PGC1α
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10891
GeneID	10891
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-480 del PGC1α humano (NP_037393.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBK2
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo