


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pgc1A/B (Mab) Para Wb, Elisa - Q9UbK2/Q86Yn6

Número de artículo: CM0002716



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra PGC1α/β (PPARGC1A/PPARGC1B), un coactivador transcripcional que regula el metabolismo y la función mitocondrial. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación metabólica, de termogénesis y circadiana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PGC1α/β
Observaciones/Alias	LEM6; PGC-1(alpha); PGC-1alpha; PGC-1v; PGC1; PGC1A; PPARGC1; ERRL1; PERC; PGC-1(beta); PGC1B; PGC1α/β
Especie	Humano
GeneID (humano)	10891/133522
GeneID	10891/133522
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 699-798 de PGC1α/β humano (NP_037393.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UBK2/Q86YN6
Peso Molecular Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo