

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor Ep1 De Pge (Ptger1) Para Wb, Elisa - P34995

Número de artículo: CM0016995



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PTGER1 humano (EP1) validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para estudios sobre la función renal, la contracción del músculo liso y la señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Receptor EP1 de PGE (PTGER1)
Observaciones/Alias	EP1; Receptor EP1 de PGE (PTGER1)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5731
GeneID	5731
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 del receptor EP1 de PGE humano (Receptor EP1 de PGE (PTGER1)) (NP_000946.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P34995
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo