


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor Ep3 De Pge (Ptger3) Para Wb, Elisa - P43115

Número de artículo: CM0027744



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PTGER3 humano (receptor EP3), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Explore la investigación de señalización de prostaglandinas con las materias primas confiables de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Receptor EP3 de PGE (PTGER3)
Observaciones/Alias	EP3; EP3e; EP3-I; EP3-II; EP3-IV; EP3-VI; PGE2-R; EP3-III; Inc003875; Receptor EP3 de PGE (PTGER3)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5733
GeneID	5733
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-53 del receptor EP3 de PGE humano (PTGER3) (NP_942009.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P43115
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo