

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor Pge Ep4 (Ptger4) Para Wb, Elisa - P35408

Número de artículo: CM0020959



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el subtipo EP4 del receptor de prostaglandina E2 (PTGER4). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada en rata. Útil para estudiar la relajación del músculo liso mediada por GPCR y la función renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-receptor PGE EP4 (PTGER4)
Observaciones/Alias	EP4; EP4R; Receptor PGE EP4 (PTGER4)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5734
GeneID	5734
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-488 del receptor PGE EP4 humano (PTGER4) (P35408)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P35408
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo