


Anticuerpo Policlonal Anti-Pghs-2 Para Wb - P35354

Número de artículo: CM0019801



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PGHS-2 (COX-2/PTGS2) humano, adecuado para Western blot. Esta enzima juega un papel central en la biosíntesis de prostanoïdes y en la respuesta inflamatoria. Para uso en investigación sobre inflamación y metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PGHS-2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS
Reactividad con Especies	Humano
GeneID (Humano)	5743
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 505-604 de COX2/PTGS2 humano (P35354).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P35354
Peso de la Proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo