

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pgk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00558

Número de artículo: CM0014254



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PGK1 (Fosfoglicerato quinasa 1). Validado en WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Para investigación sobre glucólisis, función mitocondrial y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PGK1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5230
GeneID	5230
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-417 del PGK1 humano (NP_000282.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00558
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo