

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pgk2 Para Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P07205

Número de artículo: CM0015924

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PGK2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PGK2 de humano, ratón y rata (45 kDa), una enzima glucolítica específica de los testículos esencial para la motilidad espermática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PGK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PGKB; PGKPS; HEL-S-272; dj417L20.2; PGK2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5232
GenelD	5232
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 242-360 de la PGK2 humana (NP_620061.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07205
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo