

Anticuerpo Policlonal Anti-Pgls Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95336

Número de artículo: CM0028701

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la 6-fosfogluconolactonasa humana (PGLS). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios de vías metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PGLS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	6PGL; HEL-S-304; PGLS
Especie	Humano
GeneID	25796
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-258 de PGLS humana (NP_036220.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95336
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo