

Anticuerpo Policlonal Anti-Pglyrp2 Para Wb, Elisa - Q96Pd5

Número de artículo: CM0021071

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PGLYRP2 humano (proteína de reconocimiento de peptidoglucano 2, PGRP-L), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación sobre inmunidad innata y digestión de peptidoglucano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PGLYRP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	tagL; PGRPL; PGRP-L; PGLYRPL; HMFT0141; TAGL-like; tagl-beta; tagL-alpha; PGLYRP2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	114770
ID de Gen	114770
Inmunógeno	Péptido sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de PGLYRP2 humano (NP_443122.3))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q96PD5
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo