

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pgm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P36871

Número de artículo: CM0003322



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PGM1 humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con PGM1 de humano, ratón y rata; peso molecular observado ~61 kDa. Ideal para investigación sobre metabolismo de glucosa y enfermedad de almacenamiento de glucógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-PGM1 de conejo
Notas/Alias	CDG1T; GSD14; PGM1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5236
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 465-562 de la PGM1 humana (NP_002624.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P36871
Peso molecular de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo