

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pgm2 Para Wb, Elisa - Q96G03

Número de artículo: CM0015217

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo PGM2 es un anticuerpo policlonal producido en conejo contra PGM2 humano, validado para WB y ELISA. Detecta PGM2 humano y de ratón, una fosfopentomutasa fundamental para el metabolismo de nucleótidos. Se envía en hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	PGM2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MSTP006; PGM2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	55276
ID del gen	55276
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de PGM2 humano (NP_060760.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q96G03
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo