


Anticuerpo Policlonal Anti-Pgp9.5/Uchl1 Para Wb, Elisa - P09936

Número de artículo: CM0018096



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PGP9.5/UCHL1 (UniProt P09936). Adecuado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con UCHL1 humano y de ratón, una desubiquitinasa clave implicada en la neurodegeneración y la homeostasis proteica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PGP9.5/UCHL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7345
GeneID	7345
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09936
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo