


Anticuerpo Policlonal Anti-Pgp9.5/Uchl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P09936

Número de artículo: CM0021729



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la PGP9.5/UCHL1 humana (ubiquitina carboxi-terminal hidrolasa isoenzima L1), una desubiquitinasas clave en la degradación de proteínas y la función neuronal. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencias y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PGP9.5/UCHL1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7345
GeneID	7345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de la PGP95/UCHL1 humana (NP_004172.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09936
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo