


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pgp9.5/Uchl1 Para Wb, If/Icc, If-F, If-P, Ihc-P, Elisa - P09936

Número de artículo: CM0003461



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PGP9.5/UCHL1 humano (SWISS P09936). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata, mono. Adecuado para la investigación de neurodegeneración y la vía de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PGP9.5/UCHL1
Observaciones/Alias	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7345
GeneID	7345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 del PGP9.5/UCHL1 humano (NP_004172.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	P09936
Peso Proteico	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo