


Anticuerpo Policlonal Anti-Pgrmc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00264

Número de artículo: CM0028362



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PGRMC1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta niveles endógenos en humanos, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre señalización de progesterona y homeostasis del hemo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PGRMC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IZA; MPR; Dap1; HPR6.6; PGRMC1
Especie	Humana
GeneID (Humana)	10857
GeneID	10857
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 44-195 de la PGRMC1 humana (NP_006658.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlinales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00264
Peso de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo