


Anticuerpo Policlonales Anti-Phactr1 Para Wb, Elisa - Q9C0D0

Número de artículo: CM0023140



Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo policlonal de conejo Anti-PHACTR1 para WB y ELISA. Reconoce PHACTR1 humano, de ratón y de rata, una proteína fosfatasa y reguladora de actina implicada en la motilidad celular y la organización del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHACTR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPEL; DEE70; RPEL1; EIEE70; dj257A7.2; PHACTR1
Especie	Humano
GeneID (humano)	221692
GeneID	221692
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 154-380 de PHACTR1 humano (NP_112210.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9C0D0
Peso de la Proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo