

Anticuerpo Policlonal Anti-Phc2 Para Wb Y Elisa - Q8Ixx0

Número de artículo: CM0016525

Introducción

PHC2 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para Western blot y ELISA, dirigido a la proteína 2 similar a polihomeótica humana, un componente del complejo PRC1 implicado en el silenciamiento génico. Ideal para investigación en biología de la cromatina.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	PHC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	PH2; EDR2; HPH2; PHC2
Especie	Humana
ID del gen	1912
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-323 de PHC2 humano (NP_004418.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q8IXK0
Peso de la proteína	91kDa
Envío	Bolsa de hielo