


Anticuerpo Policlonal Anti-Phc3 Para Wb, Elisa - Q8Ndx5

Número de artículo: CM0028748



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PHC3 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de proteínas del grupo Polycomb y remodelación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHC3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EDR3; HPH3; PHC3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80012
GeneID	80012
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-300 del PHC3 humano (NP_079223.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NDX5
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo