


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phc3 Para If/Icc, Elisa - Q8Ndx5

Número de artículo: CM0017458



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PHC3 humano, validado para IF/ICC y ELISA. Se dirige a la proteína 3 similar a polyhomeotic, un componente del complejo PRC1, para la investigación en biología epigenética y del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PHC3
Observaciones/Alias	EDR3, HPH3, PHC3
Especie	Humano
GenelD (humano)	80012
GenelD	80012
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-300 de PHC3 humano (NP_079223.3)
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8NDX5
Peso de la proteína	106 kDa
Envío	Bolsa de hielo