


Anticuerpo Policlonal Anti-Phd2/Egln1 Para If/Icc, Elisa - Q9Gzt9

Número de artículo: CM0024305



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PHD2/EGLN1 (HIF proil hidroxilasa 2), validado para IF/ICC y ELISA. Detecta PHD2 humano, un sensor de oxígeno clave que regula la estabilidad de HIF-alfa. Ideal para investigación en hipoxia y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHD2/EGLN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HPH2; PHD2; SM20; ECYT3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; PHD2/EGLN1
Especie	Humano
GeneID (humano)	54583
GeneID	54583
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-426 de PHD2/EGLN1 humano (NP_071334.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9GZT9
Peso Molecular	46kDa
Envío	Bolsa de hielo