

Anticuerpo Policlonal Anti-Phd2/Egln1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzt9

Número de artículo: CM0018045



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PHD2/EGLN1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PHD2/EGLN1 endógeno en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para la investigación de hipoxia y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHD2/EGLN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HPH2; PHD2; SM20; ECTY3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; PHD2/EGLN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54583
GeneID	54583
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-426 del PHD2/EGLN1 humano (NP_071334.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZT9
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo