

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Phd2/Egln1 Para Wb, Elisa - Q9Gzt9

Número de artículo: CM0002656



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-PHD2/EGLN1, validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta PHD2/EGLN1 humano (HIF-PH2), un sensor de oxígeno de 46 kDa implicado en la hidroxilación de HIF- α y la señalización de hipoxia. Apto para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] PHD2/EGLN1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HPH2; PHD2; SM20; ECTY3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; N1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54583
ID de Gen	54583
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PHD2/EGLN1 humano (NP_071334.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9GZT9
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo