

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phd3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H6Z9

Número de artículo: CM0030251

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PHD3/EGLN3 humano (Q9H6Z9). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de hipoxia, apoptosis, ferroptosis y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PHD3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PHD3; HIFPH3; HIFP4H3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	112399
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PHD3 humano (NP_071356.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H6Z9
Peso proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo