

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phf1 Para Wb, Elisa - O43189

Número de artículo: CM0027630



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PHF1 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Detecta PHF1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de cromatina, la respuesta al daño en el ADN y estudios epigenéticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCL1; PHF2; hPHF1; MTF2L2; TDRD19C; PHF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5252
GeneID	5252
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del PHF1 humano (NP_077084.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43189
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo