

Anticuerpo Policlonal Anti-Phf19 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5T6S3

Número de artículo: CM0028611



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PHF19/PCL3, validado para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA. Detecta PHF19 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la represión de Polycomb, el reconocimiento de H3K36me3 y la epigenética del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHF19 pAb Conejo
Observaciones/Alias	PCL3; MTF2L1; TDRD19B; PHF19
Especies	Humano
GeneID (Humano)	26147
GeneID	26147
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-207 de PHF19 humano (NP_001009936.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5T6S3
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo